

# Unglaublich!

Das ist ein Hörgerät,  
das Sie wirklich wollen



*Kendall Gibson, Kanada*



*Corina Vermeulen, Holland*



*Clas Magnusson, Schweden*



*Sabine Pelt, Deutschland*



Delta  
Originalgröße

# Der deutsche Pokal-Sieger 2007

## Design-Zentrum Essen

Menschen wollen nicht nur gut verstehen, sie wollen auch gut aussehen. Und sie wünschen ästhetische Produkte.

Das Design-Zentrum Essen verlieh Delta einen Preis in der Kategorie Produktdesign als "Best of the Best".



reddot design award

## Rat für Formgebung der Bundesrepublik Deutschland

Der Rat für Formgebung in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie verlieh Delta den Design-Preis 2007 der Bundesrepublik Deutschland.

Die hohen Auszeichnungen machen deutlich, wie reif die Zeit für ein ästhetisch anspruchsvolles Hörsystem ist. Hörgerät war gestern - ab heute ist Delta.



Delta  
Kasino-Grün



Sabine Pelt, Deutschland

*"Ich bin Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation und höre Alarmsignale jetzt viel früher, kann schneller zuordnen, woher das Signal kommt. Und kann dadurch vielleicht Leben retten."*



Kendall Gilson, Kanada

*"Ich weiß schon seit Jahren, dass ich eigentlich etwas für mein Hören tun musste, aber ich wollte so eine alte klobige Banane einfach nicht tragen, dann hätte ich mich wie ein alter Mann gefühlt."*





Olavi Toppala, Schweden



Delta  
Weinrot



Claes Magnusson, Schweden



Delta  
Champagne-Beige



Corinne Vermeulen, Holland



Delta  
Kasino-Grün



Lesanne Wälthoven, Australien



Delta  
Veilchenblau

# Die Verbindung von Ästhetik und Leistung

## Das unsichtbare Hörsystem

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Delta verschwindet komplett hinter der Ohrmuschel. Es gibt auch keinen sichtbaren Schlauch mehr, der den Schall vom Gerät ins Ohr leitet. Alles, was geblieben ist, ist ein haarfeines Kabel. Und im Ohr ist kein Ohrstück mehr zu sehen. Selbst wenn Menschen wüssten, dass Sie Delta besitzen, hätten sie Schwierigkeiten zu sehen, ob Sie Ihre Geräte tragen oder nicht.

Aber dennoch: Das Optische ist zwar ein wichtiger, aber letztlich zweitrangiger Aspekt. Vor allem will man auf diskrete Art besser verstehen. Und deshalb ist Delta in erster Linie kein optisches, sondern ein technisches Highlight. Ein Hörsystem, wie kein anderes zuvor. Es macht Sprache deutlich und reduziert störenden Lärm.



*Delta ist so design, dass es akustisch bestmöglich arbeiten kann - und optisch völlig unauffällig zu tragen ist.*

# Spitzentechnologie in seiner schönsten Form

## Die Richtmikrofone

Delta ist das erste Hörsystem, das (hinter der Ohrmuschel) auf dem Ohr getragen wird. Durch diese Platzierung liegt es in waagerechter Position, unter der die Richtmikrofone optimal in alle Richtungen arbeiten können. Im Ergebnis erzielt man eine sehr hohe Sprachverständlichkeit - mit wenig störenden Nebengeräuschen.

## Der Lautsprecher

Mit Delta ist es gelungen ein ganz neues Klangbild zu erzeugen. Der Lautsprecher (Hörer) ist nicht mehr im Hörsystem integriert. Der Schall muss also nicht mehr durch einen Schallschlauch ins Ohr geführt werden - was akustisch sehr nachteilig ist. Deltas Lautsprecher (externer Hörer) sitzt direkt im Gehörgang. Das sollten Sie sich einmal anhören!

Weitere Informationen zu Delta finden Sie unter [www.mein-delta.de](http://www.mein-delta.de).



*Ein Hörsystem, wie es sein soll:  
Unsichtbar am Ohr - und äußerst ästhetisch in der Hand*



*Siobhan Hogan, England*

*"Ich konnte kaum glauben, wie klein und leicht die sind. Kein Schallschlauch und nur so ein winziges Ohrstück. Auf der Arbeit hat kein Mensch bemerkt, dass ich Delta trage. Es ist klasse!"*

# Gestalten Sie Ihr Delta

## Wie hätten Sie's denn gern?

Delta ist hinter dem Ohr nicht zu sehen. Dennoch können Sie natürlich ein Gehäuse wählen, das Ihrer Haarfarbe entspricht. Sie können sich aber auch für eine auffällige Farbe entscheiden - für den Fall, dass Sie Ihre Delta einmal vorzeigen möchten. Oder Sie nehmen zwei unterschiedliche Farben.

Auch die akustische Anpassung werden wir ganz präzise auf Ihren Geschmack abstimmen - damit Sie optisch und akustisch rundum zufrieden sind.

**Machen Sie Ihren Test-Termin bei uns.**

**Jetzt.**



*"Heute ist das Verstehen einfach leichter. Meine Familie findet das super, dass ich Delta trage."*



High-Tech-Silber



Granit-Grau



Perl-Schwarz



Veilchenblau



Havanna-Braun



Champagne-Beige



Perlmutter



Kasino-Grün



Lagunen-Grün



Flieder



Karibik-Blau



Weinrot



Marine-Blau



Physalia



Wall Street



Kroko



Silberschatten

**Und welches Delta passt zu Ihnen?**



*Clas Magnusson, Schweden*

*"Es ist klein, es ist elegant, es ist unsichtbar  
- und es bedarf keinerlei Bedienung!"*

*"Ich mag die Größe, ich mag das Aussehen und  
ich mag sie tragen. - Und nicht zu vergessen: Ich  
kann wieder richtig gut verstehen."*



*Fran Moira, Australien*

*"Delta liefert mir die Deutlichkeit, die ich schon  
so lange vermisse. Ich wünschte, die Geräte  
hätte es schon vor fünf Jahren gegeben."*

*"Ich kann nicht nur für das gute Aussehen und das  
angenehme Tragen sprechen - sondern vor allem  
für den Unterschied, den es für mein Hören macht."*



*LaVerne McIntyre, USA*



*John Bachler, Neuseeland*

# Delta macht es einfach leichter

## Schlecht verstehen bedeutet Stress

Betriebsfest. 50 gut gelaunte Leute reden und lachen. Der Disc-Jockey spielt einen Hit nach dem anderen. Und man selbst sitzt mittendrin und doch daneben. Mühsam hält man die Fassade des fröhlichen Dabeiseins aufrecht. Das ist messbarer Stress.

## Delta macht es Allen leichter

- "Meine Kollegen sagen, ich wirke freundlicher."
- "Ich kann wieder unbeschwert ausgehen."
- "Selbst wenn alle neun Enkel dabei sind, kann ich wieder mitreden."
- "Meine Frau ist mindestens so glücklich über meine Delta, wie ich."
- "Konferenzen sind wesentlich stressfreier für mich geworden."
- "Ich fühle mich wieder sicherer."
- "Delta gibt mir neue Lebensqualität."
- "Unsere Nachbarn sind auch froh, dass sie unseren Fernseher nicht mehr hören."
- "Ich kann die Kegelabende wieder unbeschwert genießen."
- "Ich verstehe wieder genauso so gut, wie die anderen."
- "Selbst im Stadion kann ich wieder mitreden."
- "Alles ist wieder leichter geworden."

Delta ist klein, Delta ist schön, Delta ist klasse.

Delta ist in drei Preisgruppen erhältlich.

Wenn Sie etwas für Ihr Hören tun wollen, machen Sie es jetzt.

Oder worauf warten Sie noch?



# People first

Kunden von heute erwarten nicht nur, dass sie besser verstehen. Sie erwarten auch, dass Hörsysteme ästhetisch ansprechend und unauffällig zu tragen sind. Sie erwarten eine Lösung, die im Ganzen zu ihnen passt.