

OTICON | Opn

**Natürlich
alles hören.**



Made for



iPod



iPhone




iPad




oticon
PEOPLE FIRST

Bisher



Jetzt



Wissen meine Hörgeräte, was um mich herum passiert? **Natürlich.**

Und vieles mehr! Mit Oticon Opn™ Hörgeräten können Sie jetzt Situationen mit vielen Personen in lauter Umgebung meistern. Vielleicht kennen Sie das: Sie sitzen z. B. bei einem Essen mit Freunden und versuchen, den verschiedenen Gesprächspartnern zu folgen. Ihr Gegenüber verstehen Sie gut. Doch wenn Sie jemand aus einer anderen Richtung spontan anspricht, bemerken Sie das nicht oder nicht schnell genug.


Bisherige Hörgeräte-Technologie unterstützt Sie in einer solchen Situation, indem sie sich mit der sogenannten Direktionalität auf den Gesprächspartner direkt vor Ihnen einstellt. Alle anderen Stimmen und Klänge werden als Lärm definiert und abgesenkt. Die Konsequenz für Sie: Sie wissen nicht, was um Sie herum passiert.

Ein spontaner Wechsel zwischen verschiedenen Gesprächspartnern aus unterschiedlichen Richtungen ist schwierig, anstrengend oder vielleicht auch gar nicht möglich.

Oticon Opn hat hier einen völlig neuen, weltweit einzigartigen, patentierten Ansatz, indem es nachahmt, wie das Gehirn natürlich versteht. Mit Oticon Opn haben Sie Zugang zu allen Sprechern. Die kleinen Geräte erfassen Ihre Hörumgebung 500-mal in der Sekunde, gewichten Sprache und andere Geräusche, bewahren Sprache aus allen Richtungen und senken störenden Lärm so schnell und präzise ab wie nie zuvor.

Das Ergebnis: Sie wissen jederzeit, was um Sie herum passiert und können Ihre Aufmerksamkeit jederzeit umlenken, denn Sie selbst – und nicht Ihr Hörgerät – entscheiden, wem Sie zuhören. Und das mit deutlich weniger Höranstrengung. So funktioniert natürliches Hören.

Lesen Sie Erfahrungsberichte von Oticon Opn-Nutzern auf www.opnworld.de.



Kann ich mit meinen Hörgeräten einfacher telefonieren und fernsehen? **Natürlich.**

Und vieles mehr! Oticon Opn vereint zwei Technologien zur Funkübertragung. Eine sorgt für einen sehr schnellen und stabilen Datenaustausch zwischen linkem und rechtem Hörgerät, so dass Sie Stimmen und Klänge sehr präzise orten und räumlich wahrnehmen können.



Die zweite Technologie ermöglicht Ihnen eine kabellose und direkte Übertragung von Audiodaten zwischen Oticon Opn und externen Geräten wie z. B. einem Smartphone oder Fernseher. Das Ergebnis: Auch in diesen anspruchsvollen Situationen erleben Sie beste Klangqualität und optimalen Bedienkomfort. Freuen Sie sich auf entspanntes Telefonieren, Fernsehen oder Musik hören.



Gewinne ich durch meine Hörgeräte mehr Sicherheit und Komfort? **Natürlich.**

Über die **Oticon ON App** lassen sich Produkte des Alltags via Internet einfach verbinden. Möglich macht das der Internetdienst **If This Then That** – IFTTT (falls dieses dann jenes; www.ifttt.com). Wenn es beispielsweise an der Tür läutet, der Kuchen im Backofen fertig ist oder sich das Babyphone meldet, können Sie einen Hinweis direkt in Ihr Hörgerät erhalten.

ON

Oticon Opn arbeitet vollautomatisch. Wenn Sie die Hörgeräte dennoch manuell steuern möchten, können Sie das über den Taster am Gerät vornehmen oder Sie nutzen die kostenlose Oticon ON App auf Ihrem Smartphone. Natürlich können Sie sich auch für eine kleine Fernbedienung entscheiden.

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe – die unauffälligen Hörgeräte sind in verschiedenen Modellen und in bis zu acht attraktiven Farben erhältlich:



Königsblau



Quarzsand



Sienna-Braun




Nussbraun



Perl-Schwarz



Titan



Platin



Silberweiß

Made for

iPod iPhone iPad

Oticon Opn und die Oticon ON App sind kompatibel mit iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 9.7", iPad Pro 12.9", iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini und iPod touch (5. und 6. Generation). Auf den Geräten muss iOS 9.3 (oder höher) installiert sein. Die App unterstützt auch die Apple-Watch. Um die Oticon ON App auf das iPad herunterzuladen, suchen Sie nach iPhone-Apps im App Store. Die Oticon ON App sollte kompatibel mit Android™ 6.0, Marshmallow (oder höher) sein. Für Android Smartphones hängt die Kompatibilität allerdings vom jeweiligen Smartphone-Modell und der installierten Software ab. Auf www.oticon.de finden Sie weitere Informationen zur Kompatibilität. Oder Sie informieren sich über die Oticon ON App im App Store und bei Google Play.

Ihr Akustiker:



www.oticon.de

oticon
PEOPLE FIRST